



1) Zone de ponction jugulaire après dissection d'un rabat cutané. Encolure gauche, ici.
Position idéale : tête pendante et corps de l'animal sur une surface plane ou pentue. Ou animal pendu, tête en bas... Ponction très proche de l'entrée de la poitrine.



2) Les deux zones de prélèvement : gouttière jugulaire et zone rétro-costale **gauche** avec localisation de la rate, sous-costale, attenante au diaphragme et en avant de la panse (rumen).




3) Détail : position de la rate, sous-costale gauche (l'abord rétro-costal est possible. Ici, forte hémorragie : le rumen est rompu ← choc de collision routière, cause de la mort).



4) Rate discoïde disséquée (déplétion). Pièces d'un et deux *euro*, comparatives.

Matériel nécessaire aux prélèvements sur un animal :

- 1 scalpel ou couteau de chasse, une paire de gants
- 1 à 2 seringues de 20 ml. Avec aiguille
- 2 tubes secs (rouge) : sang
- 3 tubes secs préalablement remplis d'alcool à 70° : 2 lamelles de rate (1 x 0.5 x 4cm) et les tiques présentes.



5) Zones préférentielles d'implantation des tiques